

Empfohlenes Testprofil: Weizen-Allergie vom Soforttyp

**ImmunoCAP®
Gesamtextrakt/
Allergen-
komponente**

Weizenmehl (f4)

Gliadin (f98)

- α -, β -, γ - und ω -Gliadine
- Risikomarker für systemische Reaktionen
- Marker für persistierende Weizen-Allergie

Weizenmehl (f4) enthält überwiegend wasserlösliche Weizen-Allergene. Die wasserunlöslichen Gliadine sind mit Gliadin (f98) zu testen.



falls positiv

**ImmunoCAP
Allergen-
komponenten**

Tri a 19 (f416)

- ω_5 -Gliadin
- Risikomarker für systemische Reaktionen
- Marker für persistierende Weizen-Allergie

Tri a 14 (f433)

- nsLipid-Transfer-Protein
- Risiko für klinische Reaktionen

Viele Graspollen-Allergiker zeigen Kreuzreaktivität auf Weizenmehl (f4). Gliadin (f98) hilft, eine spezifische Sensibilisierung auf Getreide zu erfassen.

Empfohlenes Testprofil: WDEIA

**ImmunoCAP
Allergen-
komponente**

Tri a 19 (f416)

- ω_5 -Gliadin
- Risikomarker für WDEIA



falls negativ

**ImmunoCAP
Allergen-
komponente**

Gliadin (f98)

- α -, β -, γ - und ω -Gliadine
- Risikomarker für WDEIA

WDEIA

**Weizen-abhängige anstrengungs-
induzierte Anaphylaxie**

Die Mehrzahl der WDEIA Patienten ist gegen das ω_5 -Gliadin (f416; Tri a 19) sensibilisiert, seltener spielen α -, β -, und γ -Gliadine eine Rolle, die zusätzlich mit Gliadin (f98) erfasst werden.

In 30 – 50 % der Fälle sind WDEIA-Patienten auf Weizenmehl (f4) negativ.